

**Moore-Scheiben**  
**Moore-Discs**

**Moore Snap-on-off Papier-Scheiben / Sand**


**Beschreibung:** Moore Papier-Scheiben / Sand  
**Anwendungsbereich:** Metall / Amalgam / Silikat / Kunststoffe

**Moore Snap-on-off Paper Discs / Sand**

**Description:** Moore Paper Discs / Sand  
**Field of application:** Metal / amalgam / silicate / plastics

Bestellnummer Order Number	7/8" = 22mm	3/4" = 19mm	5/8" = 16mm	1/2" = 13mm
X-Fein / x-fine	121 478	121 434	121 458	121 412
Fein / fine	121 378	121 334	121 358	121 312
Mittel / medium	121 278	121 234	121 258	121 212
Grob / coarse	121 178	121 134	121 158	121 112

**Verpackungseinheit / Unit:** 50 Stück / pieces



**Moore Snap-on-off Papier-Scheiben / Garnet**


**Beschreibung:** Moore Papier-Scheiben / Garnet  
**Anwendungsbereich:** Metall / Amalgam / Silikat / Zement

**Moore Snap-on-off Paper Discs / Garnet**

**Description:** Moore Paper Discs / Garnet  
**Field of application:** Metal / amalgam / silicate / cements

Bestellnummer Order Number	7/8" = 22mm	3/4" = 19mm	5/8" = 16mm	1/2" = 13mm
X-Fein / x-fine	122 478	122 434	122 458	122 412
Fein / fine	122 378	122 334	122 358	122 312
Mittel / medium	122 278	122 234	122 258	122 212
Grob / coarse	122 178	122 134	122 158	122 112

**Verpackungseinheit / Unit:** 50 Stück / pieces






Moore Snap-on-off Papier-Scheiben / Adalox  
Moore Snap-on-off Paper Discs / Adalox

**Beschreibung:** Moore Papier-Scheiben / Adalox  
**Anwendungsbereich:** Keramik / Metall / Amalgam / Kunststoffe / Composite

**Description:** Moore Paper Discs / Adalox  
**Field of application:** Ceramic / metal / amalgam / plastics / composite

Bestellnummer Order Number	7/8" = 22mm	3/4" = 19mm	5/8" = 16mm	1/2" = 13mm
X-Fein / x-fine	123 378	123 334	123 358	123 312
Fein / fine	123 278	123 234	123 258	123 212
Mittel / medium	123 178	123 134	123 158	123 112

Verpackungseinheit / Unit: 50 Stück / pieces




Moore Snap-on-off Plastik-Scheiben / Sand  
Moore Snap-on-off Plastic Discs / Sand

**Beschreibung:** Moore Plastik-Scheiben / Sand  
**Anwendungsbereich:** Metall / Amalgam / Silikat / Kunststoffe / Composite

**Description:** Moore Plastic Discs / Sand  
**Field of application:** Metal / amalgam / silicate / plastics / composite

Bestellnummer Order Number	7/8" = 22mm	3/4" = 19mm	5/8" = 16mm	1/2" = 13mm
X-Fein / x-fine	111 478	111 434	111 458	111 412
Fein / fine	111 378	111 334	111 358	111 312
Mittel / medium	111 278	111 234	111 258	111 212
Grob / coarse	111 178	111 134	111 158	111 112

Verpackungseinheit / Unit: 50 Stück / pieces





Moore Snap-on-off Plastik-Scheiben / Garnet  
Moore Snap-on-off Plastic Discs / Garnet

**Beschreibung:** Moore Plastik-Scheiben / Garnet  
**Anwendungsbereich:** Metall / Amalgam / Silikat / Zement / Kunststoffe / Composite

**Description:** Moore Plastic Discs / Garnet  
**Field of application:** Metal / amalgam / silicate / cements / plastics / composite

Bestellnummer				
Order Number	7/8" = 22mm	3/4" = 19mm	5/8" = 16mm	1/2" = 13mm
X-Fein / x-fine	112 478	112 434	112 458	112 412
Fein / fine	112 378	112 334	112 358	112 312
Mittel / medium	112 278	112 234	112 258	112 212
Grob / coarse	112 178	112 134	112 158	112 112

Verpackungseinheit / Unit: 50 Stück / pieces




Moore Snap-on-off Plastik-Scheiben / Adalox  
Moore Snap-on-off Plastic Discs / Adalox

**Beschreibung:** Moore Plastik-Scheiben / Adalox  
**Anwendungsbereich:** Kunststoffe / Composite

**Description:** Moore Plastic Discs / Adalox  
**Field of application:** Plastics / composite

Bestellnummer				
Order Number	7/8" = 22mm	3/4" = 19mm	5/8" = 16mm	1/2" = 13mm
Mittel / medium		113 234	113 258	

Verpackungseinheit / Unit: 50 Stück / pieces






**Moore Snap-on-off Plastik-Scheiben / Magnum Emery**  
*Moore Snap-on-off Plastic Discs / Magnum Emery*

**Beschreibung:** Moore Plastik-Scheiben / Magnum Emery  
**Anwendungsbereich:** Keramik / NEM / Titan

**Description:** Moore Plastic Discs / Magnum Emery  
**Field of application:** Ceramic / nem / titan

Bestellnummer				
Order Number	7/8" = 22mm	3/4" = 19mm	5/8" = 16mm	1/2" = 13mm
Fein / fine	136 378	136 334	136 358	
Mittel / medium	136 278	136 234	136 258	

**Verpackungseinheit / Unit:** 50 Stück / pieces



**Anmerkung:** Die aufgeführten Moore-Scheiben sind auch in der Ausführung Pin-hole Papier sowie Pin-hole Plastik erhältlich.  
Die Verpackungseinheit bei der Ausführung Pin-hole beläuft sich auf 100 Stück je Packung.

**Remark:** All "Snap-on-off Discs" are also available as "Pin-hole Paper Discs or Pin-Hole Plastic Discs". Unit 100 pieces per packet.

Notiz / Notice: