





Schleifkörper grün
Abrasives green

Beschreibung:	Schleifkörper grün keramisch gebunden / Silizium-Karbid
Anwendungsbereich:	Zur Bearbeitung von Porzellan, Keramik, Dentin, Edelmetall und Kunststoff
Bindungshärte:	mittel
Körnung:	mittel
Schaft Ø:	2,35 mm

Description:	<i>Abrasives green ceramic bond / Silicone-Carbide</i>
Field of application:	<i>Grinding of porcelain, ceramic, dentin, precious metal and plastic</i>
Binding Hardness:	<i>medium</i>
Grit Types:	<i>medium</i>
Shank Ø:	<i>2,35 mm</i>



Bestellnummer Order Number	602 G HP	606G HP	632 G HP	638 G HP	640 G HP
Kopf Ø / Head Ø	040	025	065	025	050



Bestellnummer Order Number	650 G HP	665 G HP	666 G HP	671 G HP	716 G HP
Kopf Ø / Head Ø	027	065	025	050	160


Verpackungseinheit / *Unit*: 12 / 100 Stück / *pieces* / Packung / *packet*.



KM-Spezial-Schleifer grün
KM-Special-Abrasives green

Beschreibung: KM-Spezial-Schleifer grün keramisch gebunden / Silizium-Karbid
Anwendungsbereich: Für Porzellan-Aufbrenntechnik, Jacket-Kronen und Fingerhutkronenherstellung bei 18.000 - 25.000 U/min
Bindungshärte: weich
Körnung: x-fein
Schaft Ø: 2,35 mm

Description: KM-Special Abrasives green ceramic bond / Silicone-Carbide
Field of application: For porcelain fused to alloy technique, jacket-crowns and thimble-crowns at 18.000 - 25.000 U/min
Binding Hardness: soft
Grit Types: x-fine
Shank Ø: 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	KM 671 G HP	KM 722 G HP	KM 727 G HP	KM 728 G HP	KM 735 G HP
Kopf Ø / Head Ø	050	160	125	160	070

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet.

Zurichtstein
Dressing Stone

Beschreibung: Zurichtstein S 529 Körnung mittel
Anwendungsbereich: Zum Reinigen und Abrichten von Schleifkörpern

Description: Dressing Stone S 529 Grain medium
Field of application: For cleaning and breaking in of Abrasives




S 529 mittel / medium




Schleifkörper rosa
Abrasives pink

Beschreibung:	Schleifkörper rosa keramisch gebunden / Edelkorund
Anwendungsbereich:	Für universelles Schleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 18.000 - 25.000 U/min
Bindungshärte:	hart
Körnung:	mittel
Schaft Ø:	2,35 mm

Description:	<i>Abrasives pink ceramic bond / High-Grade-Corundum</i>
Field of application:	<i>Universal grinding of metal and chrome-, cobalt cast alloys at 18.000 - 25.000 U/min</i>
Binding Hardness:	hard
Grit Types:	medium
Shank Ø:	2,35 mm



Bestellnummer Order Number	602 R HP	613 R HP	649 R HP	665 R HP	667 R HP
Kopf Ø / Head Ø	040	065	025	065	035



Bestellnummer Order Number	671 R HP	731 R HP	732 R HP	733 R HP	734 R HP
Kopf Ø / Head Ø	050	065	050	035	085

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet.

Achtung: Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.


Attention: High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.




Schleifkörper braun
Abrasives brown

Beschreibung: Schleifkörper braun keramisch gebunden / Edelkorund
Anwendungsbereich: Schnellschleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 25.000 - 35.000 U/min.
Bindungshärte: hart
Körnung: mittel
Schaft Ø: 2,35 mm

Description: Abrasives brown ceramic bond / High-Grade Corundum
Field of application: Quick grinding of metal- and chrome-cobalt cast alloys at 25.000 - 35.000 U/min.
Binding Hardness: hard
Grit Types: medium
Shank Ø: 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	613 B HP	640 B HP	671 B HP	731 B HP	732 B HP
Kopf Ø / Head Ø	065	050	050	065	050



Bestellnummer Order Number	733 B HP	734 B HP	735 B HP	736 B HP	737 B HP
Kopf Ø / Head Ø	035	085	070	065	030

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet.

Achtung: Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet


Attention: High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics



KM-Spezial-Schleifer braun
M-Special-Abrasives brown

Beschreibung:	KM-Spezial-Schleifer braun keramisch gebunden Edelkorund
Anwendungsbereich:	Für alle Edelmetall-Legierungen bei 12.000 - 18.000 U/min
Bindungshärte:	mittel
Körnung:	mittel
Schaft Ø:	2,35 mm

Description:	<i>KM-Special Abrasives brown ceramic bond / High-Grade-Corundum</i>
Field of application:	<i>For precious metal alloys at 12.000 - 18.000 U/min</i>
Binding Hardness:	<i>medium</i>
Grit Types:	<i>medium</i>
Shank Ø:	<i>2,35 mm</i>



Bestellnummer <i>Order Number</i>	KM 632 B HP	KM 640 B HP	KM 667 B HP	KM 731 B HP	KM 733 B HP
Kopf Ø / <i>Head Ø</i>	065	050	035	065	035

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / *pieces* / Packung / *packet*.

Achtung: Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.


Attention: High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.



Schleifkörper weiss
Abrasives white

Beschreibung: Schleifkörper weiss keramisch gebunden / Edelkorund
Anwendungsbereich: Zum Vorschleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 12.000 - 18.000 U/min.
Bindungshärte: hart
Körnung: mittel
Schaft Ø: 2,35 mm

Description: Abrasives white ceramic bond / High-Grade-Corundum
Field of application: Pregrinding of metal and chrome-cobalt cast alloys at 12.000 - 18.000 U/min.
Binding Hardness: hard
Grit Types: medium
Shank Ø: 2,35 mm




Bestellnummer Order Number	731 W HP	732 W HP	733 W HP	735 W HP	736 W HP
Kopf Ø / Head Ø	065	050	035	070	065

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet
Achtung: Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.
Attention: High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.

Schleifkörper "Arkansas" weiss
Abrasives "Arkansas" white

Beschreibung: Schleifkörper weiss keramisch gebunden / Arkansas
Anwendungsbereich: Für die Feinstbearbeitung / Polieren von Füllungsmaterialien, sowie aller Kunststofffüllungen (Composites)
Bindungshärte: hart
Körnung: extra-fein
Schaft Ø: 2,35 mm

Description: Abrasives white ceramic bond / Arkansas
Field of application: For finest grinding / polishing of filling materials and composites
Binding Hardness: hard
Grit Types: extra-fine
Shank Ø: 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	601 W HP	611 W HP	618 W HP	638 W HP	649 W HP
Kopf Ø / Head Ø	030	035	050	025	025


Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet



Schleifkörper blau
Abrasives blue

Beschreibung: Schleifkörper blau keramisch gebunden / Edelkorund RAO
Anwendungsbereich: Spezial-Schleifer für die Ausarbeitung von Gerüsten aus edelmetallreduziertem und edelmetallfreiem Material bei 12.000 - 18.000 U/min.
Bindungshärte: mittel
Körnung: mittel
Schaft Ø: 2,35 mm

Description: Abrasives blue ceramic bond / High-Grade-Corundum RAO
Field of application: Special Abrasives for semi-precious and non-precious metal alloys at 12.000 - 18.000 U/min.
Binding Hardness: medium
Grit Types: medium
Shank Ø: 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	649 BL HP	652 BL HP	667 BL HP	671 BL HP	732 BL HP
Kopf Ø / Head Ø	025	035	035	050	050

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet

Achtung: Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.
Attention: High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.

Abrichtdiamant
Dressing Diamond

Beschreibung: Abrichtdiamant 530 D
Anwendungsbereich: Zum Reinigen und Abrichten von Schleifkörpern

Description: Dressing Diamond 530 D
Field of application: For cleaning and breaking in of Abrasives




530 D



Schleifkörper hellbraun
Abrasives light brown

Beschreibung: Schleifkörper hellbraun keramisch gebunden / Edelkorund
Anwendungsbereich: Zum Feinschleifen von Metall- und Chrom-Kobalt-Gusslegierungen bei 35.000 - 50.000 U/min
Bindungshärte: hart
Körnung: fine
Schaft Ø: 2,35 mm

Description: Abrasives light brown ceramic bond / High-Grade-Corundum
Field of application: For fine grinding of metal and chrome-cobalt cast alloys at 35.000 - 50.000 U/min
Binding Hardness: hard
Grit Types: fine
Shank Ø: 2,35 mm



Bestellnummer Order Number	731 HB HP	733 HB HP	736 HB HP	737 HB HP
Kopf Ø / Head Ø	065	035	065	030

Verpackungseinheit / Unit: 12 / 100 Stück / pieces / Packung / packet

Achtung: Edelkorund-Schleifer sind für die Bearbeitung von Keramik nicht geeignet.

Bitte immer die empfohlenen Richtdrehzahlbereiche beachten.

Die meisten RISA Schleifkörper sind auf Anfrage auch als RA und FG Instrumente, sowie in weiteren Formen und Grössen erhältlich.

Attention: High-Grade-Corundum Abrasives are not suitable for working ceramics.

Please make sure that the recommended speeds are observed.

Most RISA Abrasives are available as RA and FG-Instruments too, as well as in further shapes and sizes upon inquiry.